

Design Véronique Storlekstabell

Hur du mäter:


Midja: Mät runt den smalaste delen av midjan

Stuss: Stå med fötterna ihop och mät runt den största delen av höftområdet/stussen, 23-25 cm under den naturliga midjan.

Byst och bröstkorg: Mät där bysten/bröstkorgen är som störst. De underkläder som vanligen bärs skall vara på.

BH: Innan operationen görs en mätning omedelbart under bysten. Detta är BH-storleken. Eftersom Design Veronique BH är designade speciellt för konturen av bröststorleken efter kirurgin behövs ingen kupstorlek.

Rubenesque Line: Dessa plagg är designade för kvinnor med "timglasfigur" (smal midja, vida höfter). När du tar mått för ett Rubenesque Line plagg, var extra noga med midje- och höftmåten.



Storlekstabell, Dam

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Midja	53 – 59	60 – 67	68 – 74	75 – 82	83 – 90	91 – 100	101 – 110	111 – 120
Stuss	78 – 85	86 – 92	93 – 100	101 – 107	108 – 114	114 – 122	124 – 133	134 – 142
Byst	68 -74	75 -82	83 -92	93 -102	103 -113	114 -122	124 -132	134 -142
Under bysten*	63 -67	68 -77	78 -87	88 -97	98 -107	108 -118	119 -125	126 -132
Omkrets överarm	24 -26	27 -28	29 -31	31 -34	34 -36	37 -39	40 -42	43 -46

*Detta är måtten som används för BH-storlekar!

Storlekstabell, Rubenesque Dam

Storlek	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Midja	45 -52	53 -59	60 – 67	68 – 74	75 – 82	83 – 92	93 – 103	104 -112
Stuss	78 – 85	86 – 92	93 –100	101 – 107	108 – 114	114 – 122	124 – 133	134 – 142

Storlekstabell, Herr

Storlek	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
Midja	79 -85	86 – 92	93 - 100	101 – 110	111 – 123	124 -135	136 -143
Stuss	91 – 97	98 -105	106 – 113	114 – 120	121 – 130	131 – 141	142 – 150
Bröstkorg	89 – 95	96 – 105	106 – 115	116 – 125	126 – 135	136 – 148	149 – 158

Alla mått är i cm